

RELAXSAN®



RELAXSAN MEDICALE

CALZE MEDICALI CURATIVE
A COMPRESSIONE GRADUTA

BRACCIALI COMPRESSIVI
PER LINFEDEMA

RELAXSAN
MEDICALE
CLASSI

QUALITÀ DEI PRODOTTI

100% Made in Italy

Caratteristiche standardizzate di costruzione tessile, con filati selezionati e secondo procedimenti consolidati da pluriennale esperienza, a garanzia di:

- Elasticità
- Poliestensività
- Allungamento
- Durata
- Comfort di vestibilità
- Effetto memoria

Accurati controlli con personale altamente qualificato ed addestrato vengono eseguiti durante tutte le fasi della produzione:

- Appena uscito dalla macchina di produzione (tessitura)
- Durante e dopo l'assemblaggio (cucitura)
- Durante il fissaggio (stiro)
- Dopo il processo tintoriale
- Durante il confezionamento
- Prima della spedizione

QUALITÀ CERTIFICATA

Certificati aziendali e dei prodotti

- Compressione graduata e certificata secondo gli standard medicali ufficialmente definiti e riconosciuti, sia Italiani che internazionali: CE Dispositivi Medici, FDA, Oeko-Tex, ISO 9001 e ISO 13485.
- Somministrazione posologica alla caviglia in mmHg garantita.
- Efficacia documentata, risultati sicuri, ripetitivi, costanti e prolungati.
- Forme anatomiche ottenute in macchina a garanzia dell'assenza totale di effetto laccio sia al ginocchio che al giro coscia.



INSUFFICIENZA VENOSA

Programma di dosaggio terapeutico di mmHg

La somministrazione di mmHg, appropriata e personalizzata, rappresenta il trattamento basilare nei disturbi delle vene e del circolo linfatico, e coadiuvante tutti i metodi di cura e profilassi.

Queste posologie, stabilite in mmHg di elastocompressione alla caviglia, si traducono in una compressione esterna sulle vene.

Di conseguenza:

- Le vene dilatate vengono compresse fino a recuperare il tono ed il diametro normale.
- Le valvole venose riacquistano la loro tenuta sulla colonna di sangue sovrastante.
- Il flusso sanguigno venoso aumenta la velocità di ritorno verso il cuore.
- Si riducono: gonfiore, senso di pesantezza, dolore alle gambe.
- La pressione interna alle vene diminuisce.
- Si riduce il rischio di formazione di coaguli sanguigni.

La posologia in mmHg varia con la manifestazione clinica dell'insufficienza venosa e cresce con il passaggio progressivo da caviglie gonfie a inestetismi cutanei, teleangectasie, tromboflebiti superficiali e profonde, ulcere.

Il progredire dell'insufficienza venosa dipende in buona misura dagli stili di vita, sedentarietà, errori dietetici, età ed ereditarietà.

La somministrazione di RELAXSAN MEDICALE, nelle sue diverse posologie da 15 a 46 mmHg, nelle sue diverse lunghezze e forme di presentazione, contribuisce in maniera decisiva a risolvere il quadro clinico dell'insufficienza venosa ed a rallentarne sicuramente la progressione, senza alcuna controindicazione, come terapia di base e come coadiuvante nel trattamento dei disturbi del circolo venoso e linfatico.

La corretta somministrazione di mmHg richiede la GIUSTA SCELTA DELLA TAGLIA DA INDOSSARE, che si determina in base alla circonferenza della caviglia e non alla taglia dell'abbigliamento.

AD UN ERRORE DI TAGLIA CORRISPONDE UN ERRORE POSOLOGICO e quindi un risultato non soddisfacente.

LA SOLUZIONE RELAXSAN MEDICALE

Categorie di Compressione

Le calze terapeutiche compressive si suddividono per classi di compressione, in base alla normativa Europea sperimentale UNI ENV 12718, a seconda della forza compressiva esercitata alla caviglia. Le calze medicali vengono normalmente prescritte da

medici specializzati che, in base alle diverse patologie da trattare, consigliano il corretto articolo e la corretta compressione.

Qui di seguito le differenti classi di compressione in cui vengono prodotte le calze terapeutiche RELAXSAN MEDICALE:

Quadro Clinico	Compressione Consigliata	Soluzione
Profilassi delle malattie venose nei pazienti a rischio, pesantezza e senso di fatica alle gambe, varici iniziali in gravidanza, profilassi di trombosi ed embolie.	Compressione Media CLASS 1 - K1 - 15-21 mmHg* Anti-Embolism AE20 - 18-23 mmHg*	CLASSIC SOFT COTTON ANTI-EMBOLISM
Insufficienza venosa cronica leggera, tromboflebite con e senza edema, dopo trattamento sclerosante, dopo intervento ambulatoriale selettivo delle varici, dopo stripping, varici in gravidanza.	Compressione Moderata CLASS 2 - K2 - 23-32 mmHg* Anti-Embolism AE30 - 25-32 mmHg*	CLASSIC SOFT COTTON ANTI-EMBOLISM
Stadi avanzati di insufficienza venosa cronica, dopo guarigione di ulcera crurale (profilassi della recidiva), edema post-traumatico, linfedemi reversibili.	Compressione Forte CLASS 3 - K3 - 34-46 mmHg*	CLASSIC

*La compressione si riferisce alla caviglia, per poi decrescere in modo graduale fino all'inguine; la compressione passa al 70% al polpaccio e al 40% in coscia, garantendo così una corretta ed efficace circolazione del sangue.

CLASSIC

Oltre il 20% della popolazione adulta presenta insufficienza venosa, con sintomi di gravità crescenti; si inizia con:

- GAMBE STANCHE E CAVIGLIE GONFIE
- INESTETISMI CUTANEI
- EDEMA
- TROMBOFLEBITI SUPERFICIALI e PROFONDE
- LESIONI CUTANEE

In tutti questi casi RelaxSan Medica-
le Classic rappresenta il trattamento
base, sia per compensare l'iperpres-
sione venosa che come coadiuvante
di tutti i metodi di cura e profilassi.



RELAXSAN MEDICALE CLASSIC è disponibile in lunghezze Normali e Corte, come la punta aperta e chiusa, amplia la scelta, assicurando il risultato ed il comfort di

chi lo indossa. Possibile anche la produzione di singoli pezzi su misura (con misure personalizzate per chi non rientra nelle taglie standard.

Per ogni paziente è possibile scegliere la posologia personalizzata di mmHg, scegliendo fra tre prodotti, tutti con elevata percentuale di filato elastico e con una compressione graduata fisiologicamente decrescente:



Compressione	AD	AG	AGH	AG TL/R	AT	ATM	Taglie*	Lunghezza		Punta		Colori	Composizione
CLASS 1 - K1 15-21 mmHg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dalla 1 alla 5	Standard	Corta	Chiusa	Aperta	Beige	75% PA 25% EA
CLASS 2 - K2 23-32 mmHg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dalla 1 alla 5	Standard	Corta	Chiusa	Aperta	Beige	70% PA 30% EA
CLASS 3 - K3 34-46 mmHg	✓	✓	✓		✓		Dalla 1 alla 5	Standard		Chiusa	Aperta	Beige	70% PA 30% EA

*Tabella taglie all'ultima pagina



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
14CX00025 CENTROCOT
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Dispositivo Medico
Medical Device

SOFT

La moderna tecnologia e la pluriennale esperienza della Calze G.T. hanno portato ad inserire nel tessuto elastocompressivo una morbida microfibra.

Ciò ha consentito la realizzazione di RELAXSAN MEDICALE SOFT, un prodotto che rappresenta la "soluzione moda" delle calze compressive decrescenti.

E' un prodotto concepito proprio per la donna, considerando che ben l'80% delle donne soffre di insufficienza venosa. Sarà soprattutto la donna giovane, dinamica, socialmente

attiva che più apprezzerà la morbidezza e la leggerezza di RELAXSAN MEDICALE SOFT, unitamente alla sua efficacia nel contenimento dei disturbi venosi.



Con RELAXSAN MEDICALE SOFT la donna continua a vestire le sue gambe alla moda e (cosa ancora più importante) può iniziare precocemente a curare le proprie vene, con l'apparire dei primi sintomi:

- Inestetismi cutanei
- Gonfiore alle caviglie
- Stanchezza e pesantezza delle gambe
- Teleangectasia



Compressione	AD	AG	AGH	AG TL/R	AT	ATM	Taglie*	Lun- ghezza	Punta		Colori		Composizione
CLASS 1 - K1 15-21 mmHg	✓		✓		✓	✓	Dalla 1 alla 5	Stan- dard	Chiusa	Aperta	Beige	Nero	75% PA 25% EA
CLASS 2 - K2 23-32 mmHg	✓		✓		✓	✓	Dalla 1 alla 5	Stan- dard	Chiusa	Aperta	Beige	Nero	73% PA 27% EA

*Tabella taglie
all'ultima
pagina



ANTI-EMBOLISM

Il ritorno del sangue al cuore è assicurato da 4 "pompe": pompa plantare, muscolare, diaframmatica e cardiaca. Quando una o più di queste pompe non funziona a dovere, il sangue venoso ristagna nelle gambe, con riduzione importante della velocità di circolo e tendenza alla trombosi venosa, a cui potrebbero seguire episodi tromboembolici. Se poi la circolazione venosa è già compromessa dalla presenza di varici, il rischio di trombosi aumenta sensibilmente. Questo spiega perché la tromboembolia è la 3^a causa di mortalità cardiovascolare, dopo infarto e ictus.



RELAXSAN MEDICALE ANTI-EMBOLISM è coadiuvante ideale per la profilassi del rischio tromboembolico, somministrando preventivamente 18-23 mmHg o 25-32 mmHg, e poi continuando con una posologia personalizzata di MEDICALE CLASSIC, SOFT, o COTTON.

L'uso di RELAXSAN MEDICALE ANTI-EMBOLISM è garantito dalla fisiologica decrescenza della compressione e dalla totale assenza del fenomeno laccio al di sopra della caviglia.

Compression	AD	AGH	AG TL/R	Sizes*	Length	Toe	Colors			Composition	Packaging	
AE20 STANDARD 18-23 mmHg	✓	✓		Dalla S alla XXL	Standard	Aperta	Bianco	Beige	Nero	75% PA 25% EA	Busta	Box
AE20 PREMIUM 18-23 mmHg	✓	✓	✓	Dalla S alla XXL	Standard	Ispezionabile	Bianco	Beige	Nero	75% PA 25% EA	Busta	Box
AE30 STANDARD 25-32 mmHg	✓	✓		Dalla S alla XXL	Standard	Aperta	Bianco	Beige	Nero	70% PA 30% EA	Busta	Box


*Tabella taglie all'ultima pagina



PACKAGING BUSTA
Personalizzato
per ogni prodotto



PACKAGING BOX





COTTON

L'introduzione del cotone nella costruzione del tutore elastocompressivo costituisce un esempio di "soluzione tessuistica" studiata da Calze G.T. per dare il massimo beneficio con il massimo comfort.

Con RELAXSAN MEDICALE COTTON le proprietà compressive, graduate e fisiologicamente decrescenti, si arricchiscono delle proprietà tipiche attribuibili al cotone, con:

- EFFETTO TERMOREGOLATORE
- EFFETTO TRASPIRANTE DELLA PELLE

Dal lato pratico, l'utilizzatore di RELAXSAN MEDICALE

COTTON apprezzerà sicuramente una maggior resistenza del tessuto e quindi una maggior durata.

La soluzione COTTON fa sì che il cotone si trovi sul lato interno della calza, a contatto con la pelle, cosicché vengano eliminati tutti gli inconvenienti attribuibili al contatto con le fibre sintetiche.

L'effetto **termoregolatore** e **traspirante** rendono possibile indossare MEDICALE COTTON **anche in estate** quando, a causa dell'alta temperatura stagionale, le vene tendono a dilatarsi maggiormente e quindi c'è maggior bisogno di elastocompressione.

Compressione	AD	AG	AGH	AG TL/R	AT	ATM	Taglie*	Lun- ghezza	Punta		Colori		Composizione
CLASS 1 - K1 15-21 mmHg	✓*		✓*		✓**	✓**	Dalla 1 alla 5	Stan- dard	Chiusa	Aperta	Beige	Nero	50% CO, 32% PA, 18% EA *
CLASS 2 - K2 23-32 mmHg	✓*		✓*		✓**	✓**	Dalla 1 alla 5	Stan- dard	Chiusa	Aperta	Beige	Nero	35% CO, 48% PA, 17% EA **

*Tabella taglie all'ultima pagina



Dispositivo Medico
Medical Device

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

CLASSIC ARM SLEEVE

Tutte le proprietà compressive e qualitative della linea RELAXSAN MEDICALE CLASSIC per gli arti inferiori, sono applicate anche per le fasce braccio compressive.

I bracciali compressivi RELAXSAN MEDICALE CLASSIC sono indicati per:

- LINFEDEMA DI NUOVA ACQUISIZIONE
- GONFIORE DOPO INTERVENTO CHIRURGICO PER TUMORE AL SENO
- TRATTAMENTO DI USTIONI E CICATRICI ESTESE
- RIGONFIAMENTO DOPO LESIONI O OPERAZIONI CHIRURGICHE.



I prodotti sono disponibili nelle seguenti versioni:


- Bracciale compressivo basico con e senza mano
- Bracciale con gancio per spallina reggiseno, con e senza mano
- Bracciale con fascia regolabile, con e senza mano.

La compressione disponibile per i Bracciali compressivi è di 23-32 mmHg - CLASS 2. Disponibili in tre taglie dalla 1-S alla 3-L nel colore Beige.



Compressione	BRACCIALE BASICO	BRACCIALE con GANCIO	BRACCIALE con FASCIA	Taglie*	Mano		Colori	Composizione		
CLASS 2 - K2 23-32 mmHg	✓	✓	✓	Dalla 1 alla 3	BH	Senza mano	ZH	Con mano	Beige	70% PA 30% EA

*Tabella taglie
all'ultima
pagina





ACCESSORI

Ausili per l'indosso

STOCKING DONNER

AUSILIO PER INDOSSARE E TOGLIERE CALZE COMPRESSIVE MEDICALI. L'ausilio è utile soprattutto nei casi di limitazione della mobilità. Non solo semplifica le operazioni per indossare e togliere le calze compressive medicali, ma offre anche un maggiore livello di sicurezza, evitando faticosi movimenti di piegamento con conseguente riduzione del rischio di cadute. Al tempo stesso, l'ausilio protegge sia la pelle sia il tessuto delle calze compressive.



Calza la Calza

Rivoluzionario infilacalze che aiuta in modo efficace tutte le persone che non riescono a mettersi autonomamente le calze a compressione.

Utile per gli operatori del settore che aiutano i pazienti nella loro vestizione.



Steve Support

Il nuovo modo di infilare e sfilare le calze a compressione graduata. Con Steve si può facilmente mettere e rimuovere tutti i tipi di calze

- con o senza assistenza. Steve è completamente smontabile.



RelaxSan Gloves

Guanti speciali per indossare facilmente le calze elastiche. 100% LATEX FREE.

PACKAGING


Confezione di Lusso

- Confezione composta da astuccio con foro per applicazione di gancio in plastica per appendino.
- Articolo confezionato in una busta HD di materiale riciclabile (plastica), chiusura con un'etichetta argento di controllo qualità e prestigio.
- Leaflet multilingua con informazioni ed indicazioni d'uso.
- Calzino in seta per le versioni in punta aperta.
- L'astuccio è personalizzabile sul retro con stampa in lingua del cliente ed informazioni aggiuntive sul distributore ed eventuali contatti.




TABELLE TAGLIE


Classic, Soft, Silver, Cotton			1 - S	2 - M	3 - L	4 - XL	5 - XXL
CIRCONFERENZA	cG	cm in	48 - 56 18,9 - 22	52 - 60 20,5 - 23,6	56 - 64 22 - 25,2	60 - 68 23,6 - 26,8	64 - 72 25,2 - 28,3
	cF	cm in	39 - 44 15,4 - 17,3	43 - 48 16,9 - 18,9	47 - 52 18,5 - 20,5	51 - 56 20,1 - 22	55 - 60 21,7 - 23,6
	cD	cm in	26 - 31 10,2 - 12,2	30 - 35 11,8 - 13,8	34 - 39 13,4 - 15,4	38 - 43 15 - 16,9	42 - 47 16,5 - 18,5
	cC	cm in	29 - 34 11,4 - 13,4	32 - 37 12,6 - 14,6	35 - 40 13,8 - 15,7	38 - 43 15 - 16,9	42 - 47 16,5 - 18,5
	cB	cm in	19 - 21 7,5 - 8,3	21 - 23 8,3 - 9,1	23 - 25 9,1 - 9,8	25 - 27 9,8 - 10,6	27 - 29 10,6 - 11,4
LUNGHEZZA Taglie Standard	IG	cm in	71 - 72 28 - 28,3	72 - 73 28,3 - 28,7	73 - 74 28,7 - 29,1	74 - 75 29,1 - 29,5	75 - 76 29,5 - 29,9
	IF	cm in	59 - 60 23,2 - 23,6	60 - 61 23,6 - 24	61 - 62 24 - 24,4	62 - 63 24,4 - 24,8	63 - 64 24,8 - 25,2
	ID	cm in	38 - 39 15 - 15,4	39 - 40 15,4 - 15,7	39 - 40 15,4 - 15,7	40 - 41 15,7 - 16,1	40 - 41 15,7 - 16,1
LUNGHEZZA Taglie Short	IG	cm in	65 - 66 25,6 - 26	66 - 67 26 - 26,4	66 - 67 26 - 26,4	67 - 68 26,4 - 26,8	67 - 68 26,4 - 26,8
	IF	cm in	54 - 55 21,3 - 21,7	55 - 56 21,7 - 22	55 - 56 21,7 - 22	56 - 57 22 - 22,4	56 - 57 22 - 22,4
	ID	cm in	35 - 36 13,8 - 14,2	35 - 36 13,8 - 14,2	36 - 37 14,2 - 14,6	36 - 37 14,2 - 14,6	36 - 37 14,2 - 14,6



Antiembolism			1 - S	2 - M	3 - L	4 - XL	5 - XXL
CIRCONFERENZA	cG	cm in	47 - 59 18,5 - 23,2	51 - 64 20,1 - 25,2	56 - 69 22 - 27,2	60 - 74 23,6 - 29,1	64 - 77 25,2 - 30,3
	cC	cm in	29 - 36 11,4 - 14,2	32 - 39 12,6 - 15,4	35 - 42 13,8 - 16,5	38 - 45 15 - 17,7	41 - 48 16,1 - 18,9
	cB	cm in	18 - 21 7,1 - 8,3	21 - 24 8,3 - 9,4	24 - 27 9,4 - 10,6	27 - 30 10,6 - 11,8	30 - 33 11,8 - 13
LUNGHEZZA	IG	SHORT sizes		65 - 72 cm		25,6 - 28,3 in	
		REGULAR sizes		72 - 79 cm		28,3 - 31,1 in	
		LONG sizes		79 - 86 cm		31,1 - 33,8 in	
	ID	SHORT sizes		35 - 39 cm		13,8 - 15,4 in	
		REGULAR sizes		39 - 43 cm		15,4 - 17 in	
		LONG sizes		43 - 47 cm		17 - 18,5 in	



Arm Sleeve			1 - S	2 - M	3 - L
CIRCONFERENZA Braccio	cF	cm in	25 - 29 9,8 - 11,4	29 - 33 11,4 - 13	33 - 37 13 - 14,6
CIRCONFERENZA Avambraccio	cD	cm in	21 - 25 8,3 - 9,8	25 - 29 9,8 - 11,4	29 - 33 11,4 - 13
CIRCONFERENZA Polso	cC	cm in	15 - 18 5,9 - 7,1	18 - 21 7,1 - 8,3	21 - 24 8,3 - 9,4






Calze G.T. s.r.l. nasce nel 1984, una lunga tradizione nella produzione di Calze e Collant. L'esperienza accumulata negli anni, la professionalità e la competenza tessile hanno dato vita al marchio Relaxsan, una linea completa di Calze, Collant e Gambaletti a compressione graduata, per la prevenzione e il trattamento dei problemi relativi alla circolazione delle gambe.

ITALIAN QUALITY

I prodotti RelaxSan sono 100% Made in Italy, prodotti completamente progettati, realizzati e confezionati in Italia, per garantire elevati standard qualitativi!

MADE IN ITALY



www.relaxsan.it

A brand of



Calze G.T.

Calze G.T. S.r.l

Via Castel Goffredo 31/33
46040 Casaloldo (MN) Italy
www.gtcalze.com